

NOVODIP

**KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, NEM CSÖPÖGŐ, HASZNÁLATRA KÉSZ FEJÉS UTÁNI
TÖGYFERTŐTLENÍTŐ SZER**

- A speciális mukoadhezív polimerek keveréke biztosítja, hogy a termék azonnal hozzátapadjon a tögyhöz, és egy hatékony védő filmréteget képezzen
- Optimális kombinációja a tejsavnak, és a klórhexidinnel, amely így gyors hatást, és tartós védelmet biztosít
- Megnövelt mennyiségű bőrpuhító és bőrkondicionáló hatóanyagok, amelyek segítenek fenntartani, és javítani a tögyek állapotát
- Élénk, menta zöld színű, a kiváló láthatóság érdekében



JAVASOLT ALKALMAZÁS

FEJÉS UTÁN



A terméket hígítás nélkül, egyenesen a tartályból kell használatra kivenni.



1. Töltse fel a fertőtlenítő edényt kétharmadig a termékkel.
2. A tehének fejését követően haladéktalanul mártsa be az összes tögybimbót az oldatba, hogy a tögybimbó teljes felülete érintkezzen az oldattal.
3. Szükség szerint töltse fel újra az edényt.
4. A fertőtlenítő edényeket használat után ki kell üríteni, és az ismételt használat előtt kimosni.

Tárolás: Száraz, jól szellőző helyen, hőforrásoktól és tűztől távoli helyen tartsa

Kiszerelés: 25, 200 és 1000 liter

Szavatossági Idő: A gyártástól számított 2 év

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

