

ANTI-GERM FOAM CL-650

FRISSÍTVE: 18/08/20

**Tömény folyadék, kizárólag professzionális felhasználásra
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR**

**Igen magas klórtartalmú lúgos önhabzó folyadék élelmiszeripari felületek tisztítására
és fertőtlenítésére**

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Megjelenés	Áttetsző folyadék
Szín	Sárga
Szag	Nincs adat
A homogén termék PH-ja	14
PH-érték 10 g/l oldatban	12,3
Fajsúly	1,2 g/cm ³
Fagypon	Nem áll rendelkezésre

környezetvédelmi szempontok :

nitrogén	0,16 %
Foszfor	< 0.1 %
Kémiai oxigénigény (COD)	54,3 gramm dioxigén kilogrammonként

Tulajdonságok :

Önhabozó az észrevétel és a kijuttatás megkönnyítése érdekében
Zsíroltó és nedvesítő tisztítószer
Erős oxidálószer a nátrium-hipoklorit miatt
Baktérium- és élesztőgomba-ölő hatás az aktív klórtartalom révén
Bármilyen habegységgel kompatibilis

Alkalmazás:

Használati utasítás :

A(z) ANTI-GERM FOAM CL-650 egy baktérium- és élesztőgomba-ölő fertőtlenítő-tisztító oldat.

Baktériumölő szer koncentrációja: 2,5% – 5 perc

Élesztőgomba-ölő koncentráció: 0,5% – 15 perc

Normál használat:

Öblítés vízzel

A(z) ANTI-GERM FOAM CL-650 alkalmazása történhet habpisztollyal, habegységgel vagy áztatással

A végső öblítést ivóvízzel kell végezni

A használati útmutatóban feltüntetett koncentráció(k) az ajánlott biocidkoncentráció(ka)t mutatják, amelyek a laboratóriumban végzett hatásossági vizsgálatok alapján lettek meghatározva. Azonban a terepen alkalmazott koncentráció módosítható a helyszínen felmerülő feltételektől függően. A további információkért keresse fel a kapcsolattartóját.

ANTI-GERM FOAM CL-650

FRISSÍTVE: 18/08/20

Ellenőrző paraméterek:

Minta : 50ml

Előkészítés: Nátrium-tioszulfát

Indikátor : Fenolftalein 0,9% (m/V) vagy o-krezolftalein 0,9% (m/V)

Reagens : HCl 0.5N

Titrlási faktor : $f = 0,51 \pm 0,01$

Koncentráció %-ban = fogyás * f

Koncentráció g/l-ben = fogyás * f * 10

Csomagolás:

Kanna	22l	Sárga	25kg
Hordó	220l	sötétkék	220kg
IBC	1000l	átlátszatlan	1100kg

A termék felhasználható 7 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

Tiszta, hűvös, jól szellőző helyiségben hőforrásoktól és erős fénytől védve tárolandó.

Minőség - Biztonság

A Biztonsági adatlap elérhető Interneten: <http://www.kersia-group.com>

A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

A termék felhasználható 7 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

Szabályozás:

Ez a termék megfelel az emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerekkel, termékekkel és italokkal kapcsolatba kerülő felület-tisztítószerre vonatkozó szabályozásnak.

A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Ez a termék a hatályos előírásoknak megfelelően használható a biogazdálkodásban.

A ANTI-GERM FOAM CL-650 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 2006. december 16-i 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) megfelelő keverék, a gyártási helytől függetlenül.

A ANTI-GERM FOAM CL-650 termékben lévő REACH rendelet által érintett anyagokat vállalatunk vagy beszállítóink előzetesen regisztrálták, illetve regisztrálták.

A ANTI-GERM FOAM CL-650 termék nem tartalmaz „különös aggodalomra okot adó” anyagot az ECHA által közzétett és rendszeresen frissített, engedélyre jelölt anyagok jelenlegi listájából.

ANTI-GERM FOAM CL-650

FRISSÍTVE: 18/08/20

Biocid termékek

Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : Nátrium-hipoklorit, aktív klórban kifejezve 6,2g ; CAS számok 7681-52-9 ; EK-szám 231-668-3

4. terméktípus: Élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerek

JÚ19839-3/2014

Hatékonyaság

Tevékenység	Szabvány	Ellenőrzött szervezet	Interferáló anyag	Behatási idő:	Hőmérséklet:	Tartósság:
bakteriumölő	EN 1276	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l szarvasmarha-szérumalbumin	5min	20°C	2%
	EN 13697	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	3 g/l szarvasmarha-szérumalbumin	5min	20°C	2.5%
Gombaölő szer	EN 13697	Candida albicans	3 g/l szarvasmarha-szérumalbumin	15 min	20°C	0,5%
	EN 1650	Candida albicans	3 g/l szarvasmarha-szérumalbumin	15 min	20°C	0,5%